

ÁRLISTA 2012 – GÉNSZINTÉZIS*

Génszintézis	
Megnevezés	Ft netto
Short Genes (≤ 400 bp)	47400/gene
Standard Genes ($\leq 401-1000$ bp)	126/bp
Long Genes (> 1000 bp)	126/bp
Complex Genes	126/bp
Cloning into a standard unmodified vector	47400/gene
Cloning into a modified vector	110600/gene
Shipping of an E.coli clone in glycerol culture	9480/clone
Plasmid preparation (mini prep 1-10 μ g) of Genes	felármentes

Important Information:

- *Az árak nem tartalmazzák az ÁFÁ-t, és tájékoztató jellegűek.
- A VBC-Biotech szintézislaborja alkalmas standard és komplex, tetszőleges hosszúságú és GC tartalmú gének szintézisére, akár hosszú ismétlődésekkel és másodlagos szerkezettel is.
- A DNS vagy aminosav szekvenciára alapozott átfedő oligók tervezése speciális szoftverek segítségével történik.
- A szintetikus DNS építése az átfedő oligók szintézisével és összeszerelésével történik, LCR és PCR alkalmazásával.
- Minőségellenőrzés: a szintetizált gén **100%-os pontossága** garantált és igazolt DNS szekvenálással.
- A szintetikus DNS, plazmid DNS-ként kerül kiszállításra (mini prep: 1-10 μ g, (nagyobb lépték kérésre)).
- A részletes minőségi biztosítási riport - beleértve a projekt-specifikációt, a teljes plazmid leírást, a restrikciós térképet és a DNS szekvencia adatokat - a termék kísérő dokumentációja.
- Az árak a megadott szintézisléptékre és a minimálisan garantált OD értékre vonatkoznak.

Szállítási díj:

- 100.000 Ft netto rendelési értéktől ingyenes
- 100.000 Ft netto rendelési értékig 1500 Ft + ÁFA szállítási díjat számítunk fel.

Kapcsolat és rendelés:

- www.kromat.hu
- E-mail: bio@kromat.hu
- Fax: +36-1-319 8547
- Tel.: +36-1-248 2110
- szintézislabor: www.vbc-biotech.com